

LUNA



坚韧、高雅、精准、卓越

Luna系列分析精密天平专门为专业人士设计，为日常实验室使用提供可靠、精确的数据。清爽简单的界面操作起来轻松、方便，置于天平前端显眼处的水平泡使安装更方便。两边亮黄色的去皮键保证了有效操作。

LUNA分析精密天平



应用程序支持

内设的应用程序可用于最复杂的称重任务。



安全性

为防止天平被盗，我们在Luna上安装了金士顿锁孔和线缆，同时使用了密码保护程序防止未授权的进入。



信息传递是关键

Luna 配有标准的USB和RS-232接口，可以安全分享数据。

审查跟踪

Luna天平的报告输出符合良好的实验室操作规范（GLP），便于记录的维护。

内置应用程序



基本称重

Luna提供了多个称重单位来方便各种实验室的应用。用户还可以自定义一个单位来进行特定的称重计算。



检测称重

通过对特定物品的重量是否高于、低于或者是处于用户可选择的额定重量，来获得产品和批次的一致性。



零件计数

实现高度的技术准确性，来跟踪和记录库存。输入一个预设好的样品数，Luna可以显示单个样品的重量，件数和总重量。



动态/动物称重

提高动物或液体称重的精确度。动态称重也有助于对像液体一样会移动的物质进行称重。



百分比称重

直接计算百分比，或者将产品与主参照样品的重量进行比较。使用百分比称重程序可以改进质量检测流程。



密度测定

使用可选的密度测量仪在天平上对液体或者固体直接进行密度的计算。



下方称重挂钩

可选择使用的下方称重挂钩用于对需要挂在天平下方进行称重的物品进行称重操作。无论是对秤盘上放不了的大型物体，还是对磁性材料进行称重，下方称重挂钩都能满足你的称重需求。



净重/总重

净重/总重功能可跟踪当前的重量和总重量。只需要称重一个物品，保存它，然后重复每次称重。天平会显示当前被称量物品的重量和总的重量。

校准选择

Luna提供了可以用砝码进行验证和调整的外部校准型号，和可选择的自动内部校准型号。自动内部校准使用户在温度发生变化或者超过设定的时间限制时设置天平。



方便清洁

Luna优质的304不锈钢秤盘和外壳可以轻松拆卸，彻底清洁。



型号选择

Luna系列覆盖了16种型号的分析、精密天平，可以轻松为您的实验室找到理想的天平。

骄人的显示

Luna显示屏上的数字显示达24mm高，是工业应用中拥有最大LCD显示屏的天平之一，并且显示屏带有内置的量程跟踪系统可以轻松监控可能出现的超载情况。



功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 有多种语言选择
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 配有电源适配器

配件

物料编号	物料编号
104008036	AVT减震工作台
1060015357	密度测量仪
3074010267	USB数据线
3012014260	防护罩
1120011156	ATP打印机
1120014641	AIP高速点阵打印机
700100410	ABI-1,离子发生器
3014011014	RS-232转PC数据线
700100046	安全锁
600002028	AdamDU-数据采集软件
700660290	检定证书



104008036



1060015357



1120014641

分析天平

型号	LAB 84e	LAB 124e	LAB 214e	LAB 254e	LAB 84i	LAB 124i	LAB 214i	LAB 254i
量程	80g	120g	210g	250g	80g	120g	210g	250g
精度	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g
重复性 (S.D.)	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g
线性误差	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g
最小称重	200mg	200mg	200mg	200mg	200mg	200mg	200mg	200mg
秤盘大小	90mm ø							
称量单位	mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位							
稳定时间 (秒)	2							
接口	RS-232, USB							
校准	外部校准				内部全自动校准 / 外部校准			
显示	背光LCD与24mm数高液晶显示							
电源	18VDC 830mA适配器							
工作温度	15° 到 35°C							
外壳	ABS塑料							
防风罩尺寸	方形罩 192x 195x 230							
整体尺寸	224x374x338mm (宽×深×高)							
净重量	5.8kg				6.2kg			

精密天平

型号	LPB 223e	LPB 423e	LPB 623e	LPB 823e	LPB 223i	LPB 423i	LPB 623i	LPB 823i	LTB 2602e	LTB 3602e	LTB 4602e	LTB 6002e	LTB 2602i	LTB 3602i	LTB 4602i	LTB 6002i	LBB 6001e	LBB 8001e	LBB 12001e	LBB 15001e
量程	220g	420g	620g	820g	220g	420g	620g	820g	2600g	3600g	4600g	6000g	2600g	3600g	4600g	6000g	6000g	8000g	12000g	15000g
精度	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g
重复性 (S.D.)	0.002g	0.002g	0.002g	0.002g	0.002g	0.002g	0.002g	0.002g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.2g	0.2g	0.2g	0.2g
线性误差	0.003g	0.003g	0.003g	0.003g	0.003g	0.003g	0.003g	0.003g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.3g	0.3g	0.3g	0.3g
最小称重	2g	2g	2g	2g	2g	2g	2g	2g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	200g	200g	200g	200g
秤盘大小	120mm ø								185x185mm											
称量单位	mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位								g, kg, ct, GN, N, dr, lb, oz, lb:oz, ozt, dwt, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位								g, kg, ct, GN, N, dr, lb, oz, lb:oz, ozt, dwt, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位			
稳定时间 (秒)	2																			
接口	RS-232, USB																			
校准	外部校准				内部全自动校准 / 外部校准				外部校准				内部全自动校准 / 外部校准				外部校准			
显示	背光LCD与24mm数高液晶显示																			
电源	18VDC 830mA适配器																			
工作温度	15° 到 35°C																			
外壳	ABS塑料																			
防风罩尺寸	方形罩 192X195X115								无											
整体尺寸	224x374x219mm (宽×深×高)								224x374x95mm (宽×深×高)											
净重量	4.1kg		5.9kg		4.5kg		6.3kg		4.5kg				5.9kg				4.5kg			