



Leicht zu transportieren und zu lagern, liefert die CB Waage Leistung mit kompakter Portabilität. Akku-Betrieb bedeutet, dass sie überall eingesetzt werden kann, während die automatische Abschaltung hilft, Energie zu sparen. Die versiegelte Tastatur und das einteilige Gehäuse sind einfach zu reinigen. Die Grad 304 Edelstahlwanne kann schnell gereinigt werden und bietet Platz für einzelne Elemente oder loses Pulver. Ein Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt dem Benutzer das Gewicht und die verbleibende Akku-Zeit. Ein optionales Netzteil steht zur Verfügung.

## Klein, rundlich, mobil - und sehr verlässlich



### Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Leichte, handliche Bauweise
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Batterieanzeige weist hin, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen

### Anwendungen

- Wägung

### Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	CB 501	CB 1001	CB 3000
<b>Kapazität</b>	500g	1000g	3000g
<b>Ablesbarkeit</b>	0.1g	0.1g	1g
<b>Wiederholbarkeit (S.D.)</b>	0.1g	0.1g	1g
<b>Linearität (+/-)</b>	0.3g	0.3g	3g
<b>Größe Wägeplatte</b>	130mm ø		
<b>Wä geeinheiten</b>	g, lb, oz		
<b>Stabilisierungszeit (sec)</b>	2		
<b>Kalibrierung</b>	Extern		
<b>Anzeige</b>	LCD mit 12mm Ziffernhöhe		
<b>Stromversorgung</b>	2 x AA batteries / 6VDC 200mA Adapter (opt.)		
<b>Betriebstemperatur</b>	0° bis 40°C		
<b>Gehäuse</b>	ABS Kunststoff		
<b>Gesamtabmessungen</b>	160x205x45mm (BxTxH)		
<b>Nettogewicht</b>	0.4kg		

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
700400120.....	6VDC 50/60Hz 200mA Adapter
700230015.....	Arbeitsschutzhaube
700660290.....	Adam Kalibrierschein
700100060.....	M1 500g Kalibriergewicht
700100029.....	M1 1kg Kalibriergewicht

**Bestellen**