



Parfaites pour les pharmaciens, les chimistes, les bijoutiers et autres applications commerciales, les balances homologuées Highland offrent des fonctions et des caractéristiques importantes requises pour les applications qui nécessitent un instrument de pesage légal pour le commerce. Avec des homologations du type CE et OIML, la nouvelle balance Highland fournit plusieurs unités de pesage - carats, grammes ou kilogrammes - avec des interfaces USB et RS-232, une batterie rechargeable et une alimentation par adaptateur secteur, un indicateur de capacité et plus. Un design innovant et pratique permet d'empiler plusieurs balances pour un rangement facile quand l'espace est limité.

La balance homologuée Highland répond aux exigences de Classe II pour les applications de commerce de détail



Homologuée pour le commerce



Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- S'empilent en toute sécurité pour gagner de place lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Deux touches de tare pour une utilisation gauchère ou droitère
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- ShockProtect® à trois points évite d'endommager les composants internes lors d'une surcharge
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La mémoire accumule le total des résultats
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Homologuée OIML et de Type CE
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Détails du Produit

Modèle	HCB 602M	HCB 1002M
Capacité	600g	1000g
Précision	d=0.01g e=0.1g	d=0.01g e=0.1g
Reproductibilité (S.D)	0.02g	0.02g
Linéarité (+/-)	0.03g	0.03g
Poids Minimum (USP, Typique)	0.5g	0.5g
Taille du plateau	120mm ø	
Unités de pesage	g, ct, kg	
Temps de stabilisation (sec)	2	
Interface	RS-232, USB	
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm de haut	
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable	
Température d'utilisation	0° à 40°C	
Carter	ABS	
Chambre de protection	Rond 132mm ø x 90mm	
Dim. totale	174x252x80mm (lpxh)	
Poids net	2kg	
Homologation	Homologuée de Type CE: 3041	

Accessoires**Numéro d'article Description**

308002042	Valise de Transport solide avec fermeture
308232034	Coque en Plastique (5)
308232035	Coque en Plastique (3)
308232030	Coque en Plastique
3126011263	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156	Imprimante Thermique ATP
700400103	Câble RS-232
700100046	Câble et Cadenas Kensington®
600002028	Programme d'acquisition de données
3074010267	Câble USB
700660290	Certificat de Calibrage
700100007	Masse de calibrage F1 100g
700100012	Masse de calibrage F1 200g
700100009	Masse de calibrage F1 1kg
700100010	Masse de calibrage F1 2kg

Accessoires Principaux**Imprimante Thermique ATP**

La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspond à une imprimante thermique vraiment polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.

**Câble et Cadenas Kensington®**

Le cadenas et le câble de sécurité sont compatibles avec la fente intégrée sur les balances et autour d'un objet pour sécuriser votre instrument en place. Le câble en acier flexible est difficile à couper et la serrure à combinaison permet aux utilisateurs de choisir un code pour une sécurité accrue.

**Programme d'acquisition de données ADAM DU**

Le logiciel Adam DU connecte une balance au réseau du laboratoire pour acquérir, transférer et analyser les données. L'Adam DU dispose d'une interface simple, avec une fenêtre de commande principale qui permet aux utilisateurs de collecter rapidement des informations à partir de huit balances Adam simultanément en utilisant la RS-232 ou l'USB.

Fourni par