



Luna精密天平的型号覆盖了广泛的量程和精度，能满足各类实验室的各种称重需求。Luna系列提供了更高的性能，速度更快，读数更精确。Luna将经久耐用的特点和高性能完美地结合在时尚设计中，配有LCD液晶显示屏，将结果在黑色背景上用24mm高的白色大数字显示出来。Luna还提供了多语言文本和显示功能，适合国际上使用。RS-232和USB接口使天平和电脑、打印机能快速连接，传输数据结果。为了能经受住实验室的粗糙使用，Luna设计时使用了方便清洁的ABS塑料外壳和经久耐用的304级不锈钢秤盘。

高雅、耐用，精确、高性能的完美结合。



功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 有多种语言选择
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 配有电源适配器

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 动态/动物称量
- 密度称量
- 检测称重
- 净总称重

关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

产品详情

型号	LPB 223e	LPB 423e	LPB 623e	LPB 823e	LPB 223i	LPB 423i	LPB 623i	LPB 823i	LTB 2602e	LTB 3602e	LTB 4602e	LTB 6002e	LTB 2602i	LTB 3602i	LTB 4602i	LTB 6002i	LBB 6001e	LBB 8001e	LBB 12001e	LBB 15001e
量程	220g	420g	620g	820g	220g	420g	620g	820g	2600g	3600g	4600g	6000g	2600g	3600g	4600g	6000g	6000g	8000g	12000g	15000g
精度	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g
重复性 (S.D.)	0.0006g	0.001g	0.002g	0.001g	0.0006g	0.001g	0.002g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.2g	0.05g	0.05g	0.05g
线性误差	0.003g	0.004g	0.002g	0.002g	0.003g	0.004g	0.004g	0.002g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.3g	0.2g	0.2g	0.2g
最小称重	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g	20g	20g	20g	20g
秤盘大小	120mm ø								185x185mm											
称量单位	mg, g, ct, GN, dr, oz, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位								g, kg, ct, GN, N, dr, lb, oz, lb.oz, ozt, dwt, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位								g, kg, ct, GN, N, dr, lb, oz, lb.oz, ozt, dwt, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位			
稳定时间 (秒)	3	4	2	2	3	4	2	2	3	3	2	3	3	3	1	3	3	2	2	2
接口	RS-232, USB																			
校准	外部校准				内部全自动校准 外部校准				外部校准				内部全自动校准 外部校准				外部校准			
显示	背光LCD 24mm数高液晶显示																			
电源	18VDC 50/60Hz 830mA 适配器																			
工作温度	15° 到 35°C																			
外壳	ABS 塑料																			
防风罩尺寸	192x195x115mm								N/A											
整体尺寸	224x374x219mm (宽×深×高)										224x374x95mm (宽×深×高)									
净重量	4.1kg		5.9kg		4.5kg		6.3kg		4.5kg				5.9kg				4.5kg			

配件

物料编号	说明
3012014260	防护罩
1120011156	ATP打印机
3014011014	RS-232转PC数据线
700100046	安全锁
600002028	AdamDU-数据采集软件
3074010267	USB数据线
700660290	检定证书
1120014641	AIP高速点阵打印机
700100070	F1 1g - 2kg 校准砝码组
700100008	F1 500g 校准砝码
700100007	F1 100g 校准砝码
700100009	F1 1kg 校准砝码
700100012	F1 200g 校准砝码
700100010	F1 2kg 校准砝码
700100013	F1 5kg 校准砝码
700100014	F1 50g 校准砝码
700100049	F1 1g - 200g 校准砝码组
700100042	F1 1g - 500g 校准砝码组
700100027	F1 1g - 100g 校准砝码组
1060015357	密度测量仪, 0.1mg/mg通用

主要配件



AIP高速点阵打印机
AIP高速点阵打印机使用方便，可以连接任何有RS-232或者USB接口的设备。由于AIP能自动检测秤的设置，所以通信非常的顺畅、快速。AIP外壳是耐用的ABS塑料外壳，操作简单，只需使用一个on/off开关和一个进纸按钮。



ATP打印机
结合使用方便和设置快捷的特点，热敏打印机绝对是万能的。一个按键和三个易读LED指示灯使操作变得简单。

由提供