



Las básculas mecánicas MDW de Adam Equipment ofrecen una solución asequible para comprobar el peso de los miembros de centros de bienestar o gimnasios, y pacientes en hospitales o consultorios médicos. Las ruedas permiten una fácil movilidad y el contrapeso con muescas muestra con claridad los números. Las básculas MDW tienen una estructura sólida, con una base metálica y una plataforma antideslizante para garantizar estabilidad y comodidad. La mayoría de los modelos incluyen una barra de altura ajustable para medir simultáneamente la altura y el peso.

Básculas de costo bajo y fácil operación



Características

- Mediciones de la altura de 60cm a 212cm
- Las ruedas integradas permiten el movimiento fácil
- Ajuste de Cero
- Plataforma antideslizante garantiza la seguridad al subir y bajar la báscula
- Estadímetro facilita la medición de niños y adultos durante el pesaje
- Construcción de metal de la base y el pilar

Aplicaciones

- Pesaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	MDW 160M	MDW 200B	MDW 200M
Capacidad	350lb / 160kg	440lb / 200kg	440lb / 200kg
Legibilidad	0.2lb / 0.1kg		
Repetibilidad (S.D.)	0.4lb / 0.2kg		
Linealidad (+/-)	0.4lb / 0.2kg		
Tamaño del plato	14.8"x10.8" / 375x275mm		
Unidades de medida	kg, lb		
Tiempo de estabilización (sec)	3		
Barra de estatura	Sí	No	Sí
Calibración	No Disponible		
Pantalla	Beam Graduado con dígitos 0"/ 0mm de alto		
Temperatura de operación	5° a 40°C		
Dimensiones totales	20.9"x10.8"x58.5" / 530x275x1485mm (axpxa)		
Peso Neto	33.1lb / 15kg		

Suministrados por